

Analyse- pH/Redox

pH/Redox Kalibrierlösungen
Reinigung und Wartung

GPH PUFFERLÖSUNGEN

Gute pH Pufferlösungen sind, neben einer geeigneten pH Elektrode die Grundlage für eine genaue pH-Messung. Durch Ihre Pufferfähigkeit bleibt der pH-Referenzwert auch noch stabil, wenn kleinere Mengen von Flüssigkeit in den Puffer verschleppt werden. Die technischen Pufferlösungen GPH pH 4,7,10 gewährleisten so maximale Messsicherheit, rückführbar auf NIST.

GPH-DOS - GEBRAUCHSFERTIGE PH-PUFFERLÖSUNGEN IN DER FLASCHE

Die praktischen Dosierflaschen haben eine „Messkammer“ die durch einfaches Drücken der Flasche befüllt wird, nach der Kalibrierung kann der Inhalt der Messkammer verworfen werden, eine Verschmutzung des restlichen Flascheninhaltes wird bestmöglich verhindert.

GPH-BAG - GEBRAUCHSFERTIGE PH-PUFFERLÖSUNGEN IM SACHET

Technische pH Puffer im praktischen Einwegbeutel. Vor Ort sofort einsatzbereit, ohne Anmischen. Die kompakte Form lässt sich leicht „im Feld“ transportieren. Eine Verfälschung des Puffers wird durch das Einweg-Konzept verhindert.

GPH-TAB - PUFFERKAPSELN

Kostengünstige Alternative: Pufferkapseln und Arbeitssets

Mit unseren Pufferkapseln können sie auf kostengünstigste Art und Weise Pufferlösung mit jeweils 100 ml selbst herstellen. Ein besonderer Vorteil der Kapseln besteht darin, dass die Kapseln im Vergleich zu gebrauchsfertigen Lösungen über viele Jahre hinweg haltbar sind.

Die Kapseln werden im praktischen Arbeitsset angeboten:

Der kostengünstigste Einstieg mit allem was zum erfolgreichen Start in die pH Messung gebraucht wird, inklusive Reinigungslösung und KCL100 Aufbewahrungs-/ Nachfüllelektrolyt.



www.senseca.com



Analyse- pH/Redox

pH/Redox Kalibrierlösungen

Reinigung und Wartung



www.senseca.com

DEIONISIERTES WASSER - SDW500

Deionisiertes Wasser 0,5 l Flasche kaufen. Warum? Weil die 500 ml Flasche unheimlich praktisch für den Feldeinsatz ist. Kompakt immer Wasser zum Spülen dabei und wiederbefüllbar.



REDOX KONTROLL-LÖSUNG - GRP

Die Redox Messung ist im Vergleich zur pH oder Leitfähigkeitsmessung keine wirklich „absolute Messung“. Die Messung verändert sich über die Zeit, um die Funktion der Elektrode zu prüfen ist eine verlässliche Referenzlösung unentbehrlich. Redox Prüflösung (220mV bei 25°C), 100 ml



REINIGUNGSLÖSUNGEN/AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

GRL100 Reinigungslösung

Die Kombination von Salzsäure und Pepsin Eiweißlöser ist der perfekte Universalreiniger für nahezu alle Anwendungen.



KCL100 Aufbewahrungslösung

3 mol KCL, auch zum Befüllen von Flüssigelektrolyt pH-Elektroden



Bestellschlüssel

pH Pufferlösung, gebrauchsfertig	
GPH-DOS-4 <i>Art.No. 485556</i>	ph 4, 250 ml Dosierflasche
GPH-DOS-7 <i>Art.No. 485559</i>	ph 7, 250 ml Dosierflasche
GPH-DOS-10 <i>Art.No. 485557</i>	ph 10, 250 ml Dosierflasche
pH Pufferlösung im Sachtet	
GPH-BAG-4-20 <i>Art.No. 488912</i>	ph 4, Pufferlösung im 25 ml Beutel, 20 Beutel per Karton
GPH-BAG-7-20 <i>Art.No. 488913</i>	ph 7, Pufferlösung im 25 ml Beutel, 20 Beutel per Karton
GPH-BAG-10-20 <i>Art.No. 488914</i>	ph 10, Pufferlösung im 25 ml Beutel, 20 Beutel per Karton
pH Pufferkapseln	
GPH-TAB-4-10 <i>Art.No. 602615</i>	GPH 4, Menge: 10 Kapseln
GPH-TAB-4-5 <i>Art.No. 602614</i>	GPH 4, Menge: 5 Kapseln
GPH-TAB-7-10 <i>Art.No. 602617</i>	GPH 7, Menge: 10 Kapseln
GPH-TAB-7-5 <i>Art.No. 602616</i>	GPH 7, Menge: 5 Kapseln
GPH-TAB-10-10 <i>Art.No. 602619</i>	GPH 10, Menge: 10 Kapseln
GPH-TAB-10-5 <i>Art.No. 602618</i>	GPH 10, Menge: 5 Kapseln
GPH-TAB-12-10 <i>Art.No. 602621</i>	GPH 12 Menge: 10 Kapseln
GPH-TAB-12-5 <i>Art.No. 602620</i>	GPH 12 Menge: 5 Kapseln
Plastik Weithalsflasche	
GPF100 <i>Art.No. 601416</i>	Aufbewahrungsflasche für pH Pufferkapseln 100 ml
Reinigungslösung	
GRL100 <i>Art.No. 601422</i>	HCL/Pepsin Lösung 100 ml
Aufbewahrungslösung u. Nachfüll-Elektrolyt	
KCL3M <i>Art.No. 602477</i>	3 ml KCL sterilisiert
Arbeits und Kalibriererset mit Pufferkapseln	
GAK1400 <i>Art.No. 603523</i>	je 5x GPH 4, GPH 7, GPH 10 3x GPF100, 1 x KCL 3M 1x GRL100
Redox Kontroll-Lösung	
GRP100 <i>Art.No. 601424</i>	100 ml Dosierflasche
Deionisiertes Wasser	
SDW500 <i>Art.No. 606171</i>	In nachfüllbarer 500 ml Dosierflasche